

drive  
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

universal aluminum  
folding crutches

muletas plegables  
universales de aluminio

béquilles pliantes  
universelles en aluminium



EU Authorized Representative  
Drive Medical LTD  
Aimley's Industrial Estate  
Elland, West Yorkshire  
United Kingdom HX5 9JP


drive  
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

## assembly instructions

For maximum fit and proper assembly, follow these instructions:

1. Remove the velcro®-type strap.
  2. Insert the top tube (with underarm pad) into the bottom tube (with black hand grip) by depressing the two (2) brass push pins.
- Insert first leg into the leg receptacle by depressing the two brass push pins. When brass push pins “snap” through the adjustment hole, the tube is locked into position.

**NOTE:** *There are two (2) height adjustments*



## height adjustments


### HEIGHT ADJUSTMENT #1

Adjust the bottom tube of the crutch by depressing both push pins and pull the bottom tube to the desired height (the correct height is when your arm has an approximate 10 degree bend below the elbows where grasping the hand grip).



### HEIGHT ADJUSTMENT #2

Adjust the top portion of the crutch by depressing the push pins and sliding the top tube to the desired height. When both adjustments are complete, turn the locking collar clockwise until tight.



**NOTE:**

*Store crutches in carry bag (INCLUDED) when not in use*

## cautions

### CAUTIONS:

- Use after proper training under the direction of your Doctor or Physical Therapist.
- Replace Crutch Tips if worn.
- Use extra caution on wet and slippery surfaces.

### SAFETY CHECK:

Confirm patient can lean forward comfortably while resting on the underarm supports.

*Patient should not have to stand uncomfortably erect.*

## lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

**drive**  
[WWW.DRIVEMEDICAL.COM](http://WWW.DRIVEMEDICAL.COM)

© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.  
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.  
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

## Instrucciones de armado

Para armarlas adecuadamente y tener un buen ajuste, siga estas instrucciones:

1. Retire la correa tipo velcro®.
2. Introduzca el tubo superior (con la almohadilla de la axila) dentro del tubo inferior (con la agarradera negra) al presionar las dos (2) clavijas de latón. Introduzca la primera pata dentro del receptáculo de la pata al presionar las dos clavijas a presión. Cuando escuche que las clavijas de latón a presión "se encajen" a través del orificio de ajuste, el tubo está asegurado en su posición.

**NOTA:** Existen dos (2) ajustes de altura



## Ajustes de altura

### AJUSTE DE ALTURA #1

Ajuste el tubo inferior de la muleta al presionar ambas clavijas de presión y jalar el tubo inferior a la altura deseada (la altura correcta es cuando su brazo se puede doblar aproximadamente 10 grados debajo de los codos cuando sujeta la agarradera).



### AJUSTE DE ALTURA #2

Ajuste la parte superior de la muleta al presionar las clavijas de presión y deslizar el tubo superior a la altura deseada. Cuando haya realizado ambos ajustes, gire el anillo de bloqueo hacia la derecha para apretarlo.



**NOTA:**

Guarde las muletas en su bolsa portátil (INCLUIDA) cuando no estén en uso

## precauciones

### PRECAUCIONES:

- Utilícelas después de recibir la capacitación adecuada bajo las instrucciones de su doctor o terapeuta.
- Reemplace las tapas de las muletas cuando estén desgastadas.
- Tenga precaución adicional sobre superficies mojas y resbalosas.

### VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD:

Confirme que el paciente se puede inclinar hacia el frente de manera cómoda mientras está descansando sobre los soportes de las axilas

*Los pacientes no deben tener que estar parados erguidos incómodamente.*

## garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.


**drive**  
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

## Instructions pour le montage

Suivez ces instructions pour un ajustement optimal et un montage adéquat :

1. Retirez la courroie de type Velcro®.
2. Insérez le tube supérieur (muni d'un coussin protecteur) dans le tube inférieur (muni de la poignée) en enfonçant les deux (2) boutons-pression de laiton. Insérez le premier tube dans le réceptacle en enfonçant les deux boutons-pression de laiton. Lorsque les boutons ressortent par les trous d'ajustement, le tube est verrouillé en position.


**NOTA:** Il y a deux (2) façons d'ajuster la hauteur.



## Ajustements de la hauteur

### AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR N° 1

Ajustez le tube inférieur de la béquille en enfonçant les deux boutons-pression et tirez le tube à la hauteur désirée (lorsque la hauteur est adéquate, votre coude fait un angle de dix degrés lorsque vous tenez la poignée).



### AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR N° 2

Ajustez la partie supérieure de la béquille en enfonçant les boutons-pression et en faisant glisser le tube supérieur jusqu'à la hauteur désirée. Lorsque les deux ajustements sont faits, vissez la bague de verrouillage jusqu'à ce qu'elle soit serrée.



**NOTA:** Rangez les béquilles dans le sac de transport (INCLUS) lorsque vous ne les utilisez pas.

## précautions

### PRÉCAUTIONS:

- Utilisez les béquilles après une formation adéquate sous la supervision de votre médecin ou d'un thérapeute.
- Remplacez les embouts lorsqu'ils sont usés.
- Prenez des précautions supplémentaires lorsque le plancher est mouillé et glissant.

### VÉRIFICATIONS DE SÉCURITÉ :

Confirmez que le patient peut se pencher confortablement vers l'avant en s'appuyant sur les supports coussinés.

*Le patient ne devrait pas être inconfortable en position debout.*

## garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.

**drive**  
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

**drive**  
[WWW.DRIVEMEDICAL.COM](http://WWW.DRIVEMEDICAL.COM)

**drive**  
[WWW.DRIVEMEDICAL.COM](http://WWW.DRIVEMEDICAL.COM)